

HR

PRIRUČNIK S UPUTAMA



ROSAGATE[®]

PROFESSIONAL KIT

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN PRONE TO COUPEROSE

**VIALBRUSH
SYSTEM**

PROFESSIONAL SPECIALTIES



TEBITECH
Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery





ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

ROSAGATE® Professional je dermo-funkcionalni protokol za profesionalnu uporabu razvijen za promjenu izgleda i održavanje u dobrom stanju kože s kuperozom.

Njegovo specifično djelovanje učinkovito se suprotstavlja povremenom ili trajnom crvenilu koje je široko rasprostranjeno ili lokalizirano čak i kada ga karakterizira visoki intenzitet, suzbijajući vidljivost malih površinskih žila, osobito vidljivih u zigomatičnom dijelu lica.

ROSAGATE® Professional, zahvaljujući snažnom umirujućem svojstvu, može smanjiti percepciju nelagodnih osjećaja, kao što su svrbež i peckanje, koji obično opisuju i sliku osjetljive, netolerantne i izrazito reaktivne kože.

Njegovo posebno djelovanje usmjereno je na povećanje praga podnošljivosti kože.

1. OPIS KOMPONENTI KOMPLETA

Komplet **ROSAGATE® Professional** sadrži:

- **PS-R Preparatory Solution**: vrećice koje sadrže maramice namočene otopinom deterdženta koji se koristi za uklanjanje eventualnih nakupina sebuma i time čine homogenijim nanošenje funkcionalne otopine na kožu (kutija br. 1).
- **ROSAGATE® Functional emulsion**: (u daljnjem tekstu i funkcionalna emulzija): dvofazni sustav tekućine sadržan unutar ampula koje se mogu ponovno zatvoriti (kutija br. 2). Na ampulama je utisnuta ljestvica s podjelom koja vam omogućuje pregled količine primijenjene funkcionalne otopine.
- **APLIKATOR**: kist za jednokratnu uporabu koji se nalazi na glavi ampule (kutija br. 3). Sustav koji se sastoji od kista za nanošenje montiranog na ampuli se naziva **VIALBRUSH**.
- **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**: sadržana u praktičnim vrećicama s jednom dozom od 2,5 ml koja će se koristiti na kraju postupka (kutija N °4).

2. KAKO KORISTITI AMPULE

ROSAGATE® Functional emulsion

1. *SOdvojite ampulu od susjednih: ampule su međusobno pričvršćene u razini tijela i glave (čepa).*
2. *Primijenite potrebnu silu da odvojite ampulu koju ćete koristiti od susjednih i izbjegavajte nehotično uklanjanje čepa;*
3. *Uklonite čep držeći ampulu u okomitom položaju (s otvorom prema gore): jednom rukom uhvatite tijelo ampule, a drugom uklonite čep rotirajućim pokretima, izbjegavajte da pritisak na tijelo ampule uzrokuje istjecanje sadržaja (u tom smislu poželjno je držati tijelo*

ampule u dijelu blizu izlaznog otvora);

4. *Nakon skidanja čepa, ako se kist za nanošenje ne umetne odmah, zatvorite ampulu s prethodno skinutim čepom;*
5. *Umetnite kist za nanošenje: uzmite kist za nanošenje s radne površine i postavite ga, vršeći potreban pritisak na glavu ampule, pazeći da ostane čvrsto pričvršćen za nju;*
6. *Nakon umetanja kista za nanošenje, stavite čep na obližnju površinu kako biste njime mogli lako zatvoriti ampulu.*

3. KAO IZVESTI DERMOFUNKCIONALNI POSTUPAK

Dermo-funkcionalni postupak čine 3 faze:

1. priprema kože za uporabu **ROSAGATE® Functional emulsion** pomoću maramica **PS-R Preparatory Solution**;
2. primjena **ROSAGATE® Functional emulsion**;
3. završiti postupak primjenom funkcionalne maske **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**.

3.1. Opis postupka

1. Smjestite pacijenta na krevet u ležeći položaj s naslonom kreveta nagnutim za 15 ° kako biste spriječili da funkcionalna otopina slučajno kapne prema dolje i, na primjer, dođe u dodir s očima ili konturom usana;
2. Zaštitite oči prikladnim materijalom kao što su komprese gaze za oči, koje se mogu natopiti fiziološkom otopinom;
3. Izvadite maramicu **PS-R Preparatory Solution** i upotrijebite ju za čišćenje područja kože koja se tretira, laganim trljanjem;
4. Uklonite čep i postavite kist za nanošenje na glavu ampule, vršite potreban pritisak kako biste sigurno učvrstili kist na glavi ampule;
5. Kako bi se **VIALBRUSH®** ampula pravilno koristila i kako bi se provjerila homogenost izlaznog protoka proizvoda, prije početka dermo -funkcionalnog postupka poželjno je izvršiti probno ispuštanje na nadlani operatera, i pritom nositi zaštitnu rukavicu i namočiti kist za nanošenje u otopinu;
6. Nanijeti funkcionalnu emulziju na područja kože koja se tretiraju laganim pritiskom na ampulu kako biste omogućili ispuštanje funkcionalne emulzije. Ravnomjerno rasporediti funkcionalnu otopinu po cijelom području kože koje će se tretirati. Ostavite djelovati 10-15 minuta;



ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

7. Na kraju postupka skinite kist za nanošenje s glave ampule i zatvorite ga čepom (kist za nanošenje odložite na sigurno mjesto, u prikladne spremnike za odlaganje);
 8. Kad prođe vrijeme držanja, nanijeti sadržaj vrećice **TE-BISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask** (2,5 ml) i nježno masirati kako bi se proizvod ravnomjerno raspodijelio po koži.
 9. Na kraju dermo-funkcionalnog postupka odložite korišteni materijal u skladu s posebnim europskim, nacionalnim i lokalnim propisima o zaštiti okoliša.
- *Trudnoća ili dojenje (u tom slučaju se proizvod može koristiti, ako liječnik procijeni da je potrebno, počevši od četvrtog mjeseca trudnoće).*

3.2. Način uporabe i učestalost primjene

Količina **ROSAGATE® Functional emulsion** koja će se koristiti za svaki dermo-funkcionalni postupak:

Preporučuje se uporaba 1 - 2 ml funkcionalne emulzije ovisno o zahvaćenoj površini kože.

Ako otopina koja se nalazi u ampulama nije u potpunosti iskorištena, dobro zatvorite ampule čepom. Ampule se mogu upotrijebiti u roku od 90 dana od dana prvog otvaranja.

3.3. Planiranje dermo-funkcionalnog postupka ROSAGATE® Professional

Korisni učinci koje se mogu dobiti statistički su značajni već nakon dva dermo-funkcionalna postupka koja se provode u razmaku od oko 5-10 dana. Daljnji postupci, uvijek u razmaku od 5-10 dana, mogu se provoditi ovisno o željenom rezultatu i težini stanja kože pojedinca.

4. OPĆE MJERE OPREZA PRI UPORABI

- Čuvati proizvod na hladnom i suhom mjestu, zaštićen od svjetlosti i izvora topline.
- Čuvati proizvod i sve dodatke koji se nalaze u kompletu na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.
- Nakon uporabe **ROSAGATE® Functional emulsion**, na kraju svakog postupka uklonite aplikator i zatvorite čepom (čak i ako je sadržaj ampule u potpunosti iskorišten).
- Nakon uporabe, vratite svaku komponentu kompleta u izvorno pakiranje.
- Tijekom dermo-funkcionalnog postupka uvijek nosite odgovarajuću zaštitu (kutu, rukavice, masku itd.).
- Odložite korištene dodatke koji se više ne mogu ponovno koristiti u skladu s posebnim nacionalnim i lokalnim propisima o zaštiti okoliša i zbrinjavanju otpada.

4.1. Kriteriji za isključenje: kada ne provoditi funkcionalni postupak:

- *Poznata ili predvidljiva netolerancija na jedan ili više sastojaka proizvoda.*

TEBITECH

Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery



General Topics s.r.l.
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.tebitech.com • e-mail: info@tebitech.com
www.general-topics.com

www.tebitech.com