

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ROSAGATE[®]

PROFESSIONAL KIT

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN PRONE TO COUPEROSE

**VIALBRUSH
SYSTEM**

PROFESSIONAL SPECIALTIES



TEBITECH
Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery





ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

ROSAGATE® Professional to protokół dermo-funkcjonalny do użytku profesjonalnego opracowany w celu zmiany wyglądu i utrzymania odpowiedniej kondycji skóry charakteryzującej się trądzikiem różowatym.

Jego specyficzne działanie skutecznie kontrastuje z okresowymi lub trwałymi zaczerwienieniami, które są rozległe lub zlokalizowane, nawet jeśli charakteryzują się dużą intensywnością, kontrastując z widocznością drobnych naczynek powierzchniowych, szczególnie widocznych w okolicy kości policzkowych twarzy.

ROSAGATE® Professional, dzięki swoim wyraźnym właściwościom łagodzącym, jest w stanie zmniejszyć odczuwanie nieprzyjemnych wrażeń, takich jak mrowienie i pieczenie, które zwykle opisują również obraz skóry wrażliwej, nietolerancyjnej i nadreaktywnej.

Jego szczególne działanie ma na celu zwiększenie proggu tolerancji skóry.

1. OPIS ELEMENTÓW ZESTAWU

Zestaw **ROSAGATE® Professional** zawiera:

- **PS-R Preparatory Solution**: saszetki zawierające chusteczki nasączone roztworem oczyszczającym, które służą do usuwania nagromadzonego sebum, a tym samym do bardziej jednolitej aplikacji emulsji funkcjonalnej na skórę (pudełko nr 1).
- **ROSAGATE® Functional emulsion** (zwana dalej również emulsją funkcjonalną): dwufazowy system płynów zawarty w zamykanych ampułkach (pudełko nr 2). Na ampułkach wytłoczona jest podziałka, umożliwiająca wizualizację ilości zastosowanej emulsji funkcjonalnej.
- **APLIKATOR**: jednorazowy pędzelek do umieszczenia na główce ampułki (pudełko nr 3). System składający się z aplikatora pędzelkowego zamontowanego na ampułce nosi nazwę **VIALBRUSH**.
- **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**: maseczka funkcjonalna w praktycznych jednodawkowych saszetkach o pojemności 2,5 ml do stosowania po zakończeniu procedury (pudełko nr 4).

2. GEBRUIK VAN DE AMPULLEN

ROSAGATE® Functional emulsion

1. *Oderwać ampułki od sąsiednich: ampułki są zespawane ze sobą na poziomie korpusu i główicy (kapsuła zamykająca).*
2. *Wywierać siłę niezbędną do oderwania ampułki, która ma być użyta, od sąsiednich ampulek bez powodowania niezamierzonego usunięcia kapsułki zamykającej;*
3. *Zdjąć kapsułkę zamykającą, trzymając ampułkę w pozycji pionowej (otworem skierowanym do góry): je-*

dną ręką chwycić korpus ampułki, a drugą zdjąć kapsułkę ruchem obrotowym, zapobieganie wydostawaniu się zawartości pod wpływem nacisku na korpus ampułki (w tym celu wskazane jest uchwycenie korpusu ampułki w części bliższej otworowi wylotowemu);

4. *Po usunięciu kapsułki zamykającej, jeśli aplikator pędzelkowy nie zostanie natychmiast włożony, należy ponownie zamknąć ampułkę za pomocą wcześniej usuniętej kapsułki zamykającej;*
5. *Wkładanie aplikatora pędzelkowego: zdjąć aplikator pędzelkowy z powierzchni roboczej i nałożyć go, wywierając niezbędny nacisk na główkę ampułki, upewniając się, że pozostaje do niej mocno przymocowany;*
6. *Po włożeniu aplikatora pędzelkowego należy umieścić kapsułkę zamykającą na pobliskiej półce, aby można jej było łatwo użyć do zamknięcia ampułki.*

3. JAK PRZEPROWADZIĆ ZABIEG Dermo-FUNKCJONALNY

Zabieg dermo-funkcjonalny składa się z 3 etapów:

1. Przygotowanie skóry do zastosowania emulsji **ROSAGATE® Functional emulsion** za pomocą chusteczek **PS-R Preparatory Solution**;
2. zastosowanie **ROSAGATE® Functional emulsion**;
3. zakończyć zabieg, nakładając maseczkę funkcjonalną **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**.

3.1. Opis zabiegu

1. Ułożyć pacjenta na kozetce w pozycji leżącej na plecach z oparciem kozetki nachylonym pod kątem 15°, aby zapobiec niezamierzonemu ściekaniu emulsji funkcjonalnej w dół i, na przykład, kontaktowi z oczami lub z wargami ustnymi;
2. Przystąpić do ochrony oczu odpowiednim materiałem, takim jak kompresy z gazy, ewentualnie nasączone roztworem soli fizjologicznej;
3. wyjąć chusteczkę z **PS-R Preparatory Solution** i użyć jej do oczyszczenia obszarów skóry, które mają być poddane zabiegowi, delikatnie pocierając;
4. usunąć kapsułkę zamykającą i umieścić aplikator pędzelkowy na główce ampułki, wywierając niezbędny nacisk, aby bezpiecznie przymocować aplikator na główce ampułki;
5. w celu prawidłowego użycia ampułki **VIALBRUSH®** i sprawdzenia jednolitości wypływu produktu, przed rozpoczęciem procedury dermo-funkcjonalnej zaleca się przeprowadzenie próbnego dozowania na grzbie-



ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

cie dłoni operatora, w rękawicy ochronnej i nasączenie aplikatora pędzelkowego roztworem;

6. nanieść emulsję funkcjonalną na leczone obszary skóry, wywierając lekki nacisk na ampułkę, aby emulsja funkcjonalna mogła się wydostać. Rozprowadzić emulsję funkcjonalną równomiernie na całym leczonym obszarze skóry. Pozostawić na 10-15 minut;
7. po zakończeniu zabiegu usunąć aplikator pędzelkowy z główki ampułki i zamknąć ją za pomocą kapsułki zamykającej (wyrzucić aplikator pędzelkowy w bezpieczne miejsce do odpowiednich pojemników przeznaczonych do utylizacji);
8. po upływie czasu aplikacji nałożyć zawartość saszetki **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask** (2,5 ml), delikatnie wmasowując w celu równomiernego rozprowadzenia produktu na skórze.
9. Po zakończeniu zabiegu dermo-funkcjonalnego należy pozbyć się użytego materiału zgodnie z określonymi europejskimi, krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

- Po użyciu każdy element zestawu należy umieścić w oryginalnym opakowaniu.
- Podczas wykonywania zabiegu dermo-funkcjonalnego należy zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochronny (fartuch, rękawiczki, maskę itp.).
- Zużyte i nienadające się już do ponownego użycia akcesoria należy utylizować zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i utylizacji odpadów.

4.1. Kryteria wyłączenia: kiedy nie przeprowadzać zabiegu funkcjonalnego:

- *Znana lub możliwa do przewidzenia nietolerancja jednego lub więcej składników produktów.*
- *Ciąża (w tym przypadku produkt może być stosowany od czwartego miesiąca ciąży, jeśli lekarz uzna to za konieczne).*

3.2. Modalità e frequenza di utilizzo

Ilość emulsji **ROSAGATE® Functional emulsion** do zastosowania w pojedynczym zabiegu dermo-funkcjonalnym:

Zaleca się stosowanie 1 - 2 ml emulsji funkcjonalnej w zależności od leczonej powierzchni skóry.

Jeśli roztwór w ampułkach nie zostanie w pełni wykorzystany, należy szczelnie zamknąć ampułki za pomocą kapsułki zamykającej. Ampułki można zużyć w ciągu 90 dni od daty pierwszego otwarcia.

3.3. Planowanie zabiegu dermo-funkcjonalnego za pomocą ROSAGATE® Professional

Uzyskane korzyści są statystycznie istotne już po dwóch zabiegach dermo-funkcjonalnych, które należy wykonać w odstępie około 5-10 dni. Kolejne zabiegi, zawsze w odstępie 5-10 dni, mogą być wykonywane w zależności od pożądanego rezultatu i nasilenia stanu skóry pacjenta.

4. OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed światłem i z dala od źródeł ciepła.
- Produkt i wszelkie akcesoria zawarte w zestawie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Po użyciu emulsji funkcjonalnej **ROSAGATE®**, na koniec każdego zabiegu, należy usunąć aplikator i zamknąć go kapsułką zamykającą (nawet jeśli zawartość ampułki została całkowicie zużyta).

TEBITECH

Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery



General Topics s.r.l.
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.tebitech.com • e-mail: info@tebitech.com
www.general-topics.com

www.tebitech.com