

SL

PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO



ROSAGATE[®]

PROFESSIONAL KIT

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN PRONE TO COUPEROSE

**VIALBRUSH
SYSTEM**

PROFESSIONAL SPECIALTIES



TEBITECH
Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery





ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

ROSAGATE® Professional je dermo-funkcijski protokol za profesionalno uporabo, razvit za spreminjanje videza in vzdrževanje stanja kože s kuperozo.

Njegovo posebno delovanje učinkovito preprečuje občasno ali stalno rdečico, razpršeno ali lokalno, tudi če je zelo intenzivna, saj preprečuje vidnost majhnih površinskih žil, ki so še posebej vidne na predelu ličnic.

ROSAGATE® Professional zaradi svoje izrazite pomirjujoče lastnosti zmanjšuje neprijetne občutke, kot sta mravljinčenje in pekoč občutek, ki običajno opisujejo tudi sliko občutljive, netolerantne in hiper-reaktivne kože.

Njegovo posebno delovanje je namenjeno povečanju tolerančnega praga kože.

1. OPIS KOMPONENT KOMPLETA

Komplet **ROSAGATE® Professional** vsebuje:

- **PS-R Preparatory Solution**: vrečke z robčki, namočenimi v čistilno raztopino, ki se uporabljajo za odstranjevanje nakopičenega sebuma in tako omogočajo bolj homogen nanos funkcionalne emulzije na kožo (škatla št. 1).
- **ROSAGATE® Functional emulsion** (v nadaljnjem besedilu tudi funkcionalna emulzija): dvofazni tekočinski sistem v ampulah za večkratno zapiranje (škatla št. 2). Na ampulah je vtisnjena stopenjska lestvica, ki omogoča pregled nad količino uporabljene funkcionalne emulzije.
- **APLIKATOR**: čopič za enkratno uporabo, ki se namesti na glavo ampule (škatla št. 3). Sistem, ki ga sestavlja aplikator s čopičem, nameščen na ampulo, se imenuje **VIALBRUSH**.
- **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**: funkcionalna maska v praktičnih 2,5-mililitrskih vrečkah z enim odmerkom za uporabo ob koncu postopka (škatla št. 4).

2. KAKO UPORABLJATI AMPULE

ROSAGATE® Functional emulsion

1. Ločite eno ampulo od sosednjih: ampule so varjene skupaj na ravni telesa in glave (zapiralna kapsula).
2. Uporabite potrebno silo, da ampulo, ki jo želite uporabiti, ločite od sosednjih ampul, ne da bi nehote odstranili zapiralno kapsulo;
3. Odstranite zapiralno kapsulo tako, da ampulo držite navpično (z odprtino navzgor): z eno roko držite telo ampule, z drugo roko pa z vrtenjem odstranite zapiralno kapsulo, ne da bi zaradi pritiska na telo ampule prišlo do izlitja vsebine (pri tem je priporočljivo držati telo ampule v bližini izstopne odprtine);

4. po odstranitvi zapiralne kapsule, če aplikator s čopičem ni takoj vstavljen, ampulo ponovno zaprite s predhodno odstranjeno zapiralno kapsulo;
5. vstavite aplikator s čopičem: z delovne površine vzemite aplikator s čopičem in ga vstavite s potrebnim pritiskom na glavo ampule, pri čemer pazite, da ostane trdno pritrjen nanjo;
6. Po vstavitvi aplikatorja s čopičem postavite kapsulo za zapiranje na bližnjo polico, da jo boste zlahka uporabili za zapiranje ampule.

3. KAKO IZVESTI DERMO-FUNKCIJSKI POSTOPEK

Dermo-funkcijski postopek obsega 3 faze:

1. priprava kože za uporabo **ROSAGATE® Functional emulsion** z uporabo robčkov **PS-R Preparatory Solution**;
2. nanos **ROSAGATE® Functional emulsion**;
3. postopek zaključite z uporabo funkcionalne maske **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**.

3.1. Opis postopka

1. Pacienta položite tako, da je hrbet ležišča nagnjen za 15°, da se prepreči nenamerno kapljanje funkcionalne emulzije navzdol in na primer stik z očmi ali ustnicami;
2. oči zaščitite z ustreznim materialom, kot so obkladki iz gaze, morda prepojeni s fiziološko raztopino;
3. izvlecite robček **PS-R Preparatory Solution** in z njim z nežnim drgnjenjem razmastite dele kože, ki jih želite oskrbeti;
4. odstranite zapiralno kapsulo in namestite aplikator s čopičem na glavo ampule, pri čemer pritisnite toliko, da se aplikator varno pritrdi na glavo ampule;
5. za pravilno uporabo ampule **VIALBRUSH®** in preverjanje homogenosti iztekanja izdelka je pred začetkom dermo-funkcijskega postopka priporočljivo opraviti poskusno nanašanje na hrbtno stran roke izvajalca, ki nosi zaščitno rokavico in aplikator čopiča namoči z raztopino;
6. funkcionalno emulzijo nanesite na območja kože, ki jih želite oskrbeti, in rahlo pritisnite na ampulo, da funkcionalna emulzija izteče. Funkcionalno emulzijo enakomerno nanesite po celotnem prizadetem območju kože. Pustite delovati 10-15 minut;
7. ob koncu postopka odstranite aplikator s čopičem z glave ampule in jo zaprite z zapiralno kapsulo (aplikator s čopičem odvrzite na varnem mestu v ustrezne posode za odstranjevanje);



ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

8. po pretečenem času nanosa nanesite vsebino vrečke **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask** (2,5 ml) in nežno masirajte, da se izdelek enakomerno porazdeli po koži.
9. po koncu dermo-funkcijskega postopka odstranite uporabljeni material v skladu s posebnimi evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi predpisi o varstvu okolja.

3.2. Način in pogostost uporabe

Količina funkcionalne emulzije **ROSAGATE® Functional emulsion**, ki se uporabi za en sam dermo-funkcijski postopek:

Priporočljivo je uporabiti 1 do 2 ml funkcionalne emulzije, odvisno od površine prizadete kože.

Če raztopina v ampulah ni v celoti porabljena, ampule tesno zaprite z zapiralno kapsulo. Ampule se lahko uporabijo v 90 dneh od datuma prvega odprtja.

3.3. Načrtovanje dermo-funkcijskega postopka z **ROSAGATE® Professional**

Koristi so statistično precejšnje že po dveh dermofunkcijskih postopkih, ki ju je treba opraviti v razmaku približno 5-10 dni. Glede na želeni estetski rezultat in resnost stanja kože subjekta se lahko izvedejo nadaljnji postopki, pri čemer se vedno ohrani 5-10-dnevni presledek.

4. PRECAUZIONI GENERALI DI UTILIZZO

- Izdelek shranjujte v hladnem in suhem prostoru, zaščiten pred svetlobo in stran od virov toplote.
- Izdelek in vso dodatno opremo v kompletu hranite na varnem mestu, nedosegljivo otrokom.
- Po uporabi **ROSAGATE® Functional emulsion**, na koncu vsakega postopka odstranite aplikator in zaprite z zapiralno kapsulo (tudi če je bila vsebina ampule porabljena v celoti).
- Po uporabi vsako komponento kompleta vrnite v originalno embalažo.
- Med dermo-funkcijskim postopkom vedno nosite ustrezno zaščitno opremo (halja, rokavice, maska itd.).
- Uporabljeno dodatno opremo, ki je ni več mogoče ponovno uporabiti, odstranite v skladu s posebnimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi o varstvu okolja in odstranjevanju odpadkov.

4.1. Merila za izključitev: kdaj se funkcionalni postopek ne izvaja:

- Znana ali predvidljiva preobčutljivost na eno ali več sestavin izdelkov.
- Nosečnosti (v tem primeru se izdelek lahko uporablja od četrtega meseca nosečnosti, če zdravnik meni, da je to potrebno).

TEBITECH

Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery



General Topics s.r.l.
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.tebitech.com • e-mail: info@tebitech.com
www.general-topics.com

www.tebitech.com